

Novafon

Schallwellengerät

Was ist Novafon?

Über das Schallwellengerät werden mechanische Vibrationen bis zu 6cm tief in das Gewebe geleitet. Diese Vibrationen regen über tiefgreifende Gewebstimulation körpereigene Mechanismen an und unterstützen die Rehabilitation bei einer Vielzahl von Erkrankungen. Dadurch lassen sich z.B. gezielt Schmerzen reduzieren und muskuläre Probleme beseitigen.

Anwendungsgebiete:

- Sehnenschmerzen
- Muskelschmerzen und Verspannungen
- Gelenkschmerzen
- Zur Verbesserung der Greiffunktion
- Zur Verbesserung des Gangbildes
- Zur Verbesserung der Stimmfunktion
- Neurologische Probleme

